

# Hygienische Wandhalterung, Doppelhakenmodul

82 mm, Orange



Artikel Nr.: 10147



Das Doppelhakenmodul ist zum Aufhängen von 1-2 Reinigungsgeräten mit einem Aufhängeloch oder von Produkten mit einem D- oder T-förmigen Griff vorgesehen. Der Haken wird von links oder rechts auf den mitgelieferten Doppelboden/Abstandhalter geschoben. An das Hakenmodul kann man Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg hängen. Der Haken lässt sich zur Reinigung oder zum Austausch leicht zerlegen.

## Allgemeine Informationen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Farbe                  | Orange                 |
| Material               | Polypropylen, Polyamid |
| Ursprungsland ISO Code | DK                     |
| Ursprungsland          | Dänemark               |

## Produktabmessungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Produkt Länge/Tiefe | 82 mm    |
| Breite              | 78 mm    |
| Höhe                | 48 mm    |
| Nettogewicht        | 0,053 kg |

## Verpackungs- und Versanddetails

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| VE                                                 | 10 Stk.        |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)        | 1400 Stk.      |
| Anzahl pro Lage (Palette)                          | 150 Stk.       |
| Colli Länge/Tiefe                                  | 282 mm         |
| Colli Breite                                       | 124 mm         |
| Colli Höhe                                         | 78 mm          |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" ) je Stk.       | 0,002 kg       |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP) je Stk. | 0,013 kg       |
| Total Tare Weight                                  | 0,015 kg       |
| Bruttogewicht                                      | 0,07 kg.       |
| Kubikmeter                                         | 0,000307 M3    |
| GTIN-13 Nummer                                     | 5705022029644  |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                      | 15705028029638 |
| Zolltarif                                          | 39241000       |

## Compliance- und Standarddetails

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja   |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja   |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja   |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja   |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja   |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja   |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja   |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein |

## Technische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Hält Produkte von | 25 - 35 mm |
|-------------------|------------|

## Nutzungsbeschränkungen

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)        | 121 °C  |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)              | 93 °C   |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)      | 40 °C   |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) | 80 °C   |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                  | 0 °C    |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                       | 2 pH    |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                       | 10,5 pH |

## Design- und Patentanmeldungsdetails

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Designregistrierungsnummer | EU 008195606-0006, US D977943 |
|----------------------------|-------------------------------|

## Nachhaltigkeitsdetails

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Recycling-Symbol "5", Polypropylen (PP)        | Nein |
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe | Ja   |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.