


11113

Set för metalledektering, 55 mm, Blå



Använd detta testset som en del av din HACCP-plan för att kontrollera detekterbarheten hos Vikans metalledekterbara plastfragment som en del av din HACCP-plan.

Tekniska data

Artikelnummer	11113
Material	Polypropylen Metall & röntgen detekterbar tillsats
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Stk.
Colli Längd/Djup	0 mm
Colli Bredd	0 mm
Colli Höjd	0 mm
Produkt Längd/Djup	55 mm
Produkt Bredd	45 mm
Produkt Höjd	8 mm
Nettovikt	0,004 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4")	0,005 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,0058 kg
Total Tare Weight	0,0108 kg
Bruttovikt	0,01 kg
Kubikmeter	2E-05 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	100 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
MetalDetectable	Ja
GTIN-13 nummer	5705022033498
GTIN-14 nummer	15705028033505

Tull nummer	39249000
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius