

Toaster børste, 2 stk.

395 mm, Medium, Rød



Varenummer: 30024

Fjern nemt krummer fra brødristerne med denne toasterbørste i professionel kvalitet.

Generelle Oplysninger

Farve	Rød
Materiale	Polypropylen, Polyphenylene Sulfide (PPS), Rustfrit Stål (AISI 304)
Oprindelsesland ISO Kode	SE
Oprindelsesland	Sverige

Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	395 mm
Produkt Bredde	52 mm
Produkt Højde	47 mm
Nettovægt	0,11 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	25 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	0 Stk.
Antal per lag (Palle)	150 Stk.
Colli Længde/Dybde	445 mm
Colli Bredde	330 mm
Colli højde	100 mm
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,0108 kg
Total Tara vægt	0,0108 kg
Bruttovægt	0,12 kg
Kubikmeter	0,000965 M3
GTIN-13 Nummer	5705020300240
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020300247
Toldpositionsnummer	96039099

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer¹

Ja

Varenummer: 30024

Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Tekniske Data

Børstehårenes stivhed	Medium
Synlig børstehårslængde	46 mm

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	180 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Bæredygtighedsinformation

Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Nej
---	-----

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.