

10111

# Support Mural Hygiénique Hi-Flex, 420 mm, Rose



Un support mural modulable pour plus de flexibilité dans l'accroche de vos outils de nettoyage partout sur votre site.

Glissez facilement le rail de la droite ou la gauche sur les 4 accroches murales. Les Modules Clip Grip et Crochet peuvent ensuite être clipsés et « bloqués » en utilisant l'une des nombreuses « encoches » dans le rail. Ceci empêchera les modules de glisser de part et d'autre du rail. 1 à 10 modules peuvent être placés sur le rail (maximum 5 Modules Clip Grip et 10 Modules Crochet). Le Module Clip Grip peut recevoir des outils d'un diamètre de 28 à 33mm. Des outils pesant jusqu'à 3 kg peuvent être suspendus aux crochets. Fournit avec 3 Modules Clip Grip et 2 modules Crochet. Le rail et les Modules sont facilement démontables pour un nettoyage et un remplacement facilité.

# Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Article Numéro  | 10111                                     |
| Diamètre manche mini-maxi   | 25 - 34 mm                                |
| Matériau  | Polypropylène TPE<br>Caoutchouc Polyamide |
| Symbole de recyclage "7", Autres Plastiques   | Oui                                       |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                       |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                       |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>  | Oui                                       |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                       |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                       |
| Complies with California Proposition 65   | Oui                                       |
| Conformité Halal et Casher  | Oui                                       |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement   | Non                                       |
| Numéro d'enregistrement du design   | EU 008195606-0012,<br>US D989610          |
| Quantité par Carton   | 5 Pcs.                                    |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)  | 360 Pcs.                                  |
| Quantité par couche (Palette)   | 30 Pcs.                                   |
| Colis Longueur  | 442 mm                                    |
| Colis Largeur   | 257 mm                                    |
| Colis Hauteur   | 108 mm                                    |
| Longueur  | 420 mm                                    |
| Largeur   | 87 mm                                     |
| Hauteur   | 48 mm                                     |
| Poids net   | 0,288 kg                                  |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))                   | 0,023 kg                                  |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)  | 0,05 kg                                   |
| Tare total  | 0,073 kg                                  |
| Poids brut  | 0,36 kg                                   |
| Mètre cube  | 0,001754 M3                               |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)  | 121 °C                                    |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)  | 93 °C                                     |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 40 °C                                     |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 80 °C                                     |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>   | 0 °C                                      |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>PH min. en concentration d'utilisation</b> | 2 pH           |
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b> | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                           | 5705022028500  |
| <b>Code GTIN-14</b>                           | 15705028028495 |
| <b>Code de marchandise</b>                    | 39241000       |
| <b>Pays d'origine</b>                         | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.